



Dermovitamina

MICOBLOCK®



VERRUCHE Soluzione

• EFFICACE • INDOLORE*

Contro verruche di mani e piedi

- ✓ CON ACIDO MONOCLOROACETICO
- ✓ 1 SOLA APPLICAZIONE
- ✓ PER ADULTI E BAMBINI DA 4 ANNI DI ETÀ

⚠ ATTENZIONE

Rischio di ustioni cutanee in caso di mancato rispetto delle istruzioni. Applicare solo sulla verruca, non sulla pelle sana.

CONSIGLI GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE, anche se avete già usato questo dispositivo medico in passato. Queste informazioni potrebbero essere state modificate in base a nuove ricerche e scoperte dal momento in cui avete aperto l'ultima confezione. Questo dispositivo medico è disponibile senza prescrizione. È comunque necessario prestare attenzione nell'uso di Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE per ottenere buoni risultati. Conservare queste istruzioni per l'uso nel caso sia necessario consultarle di nuovo.

APPLICAZIONE

Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE è un dispositivo medico per il trattamento delle verruche comuni di mani e piedi. Contiene acido monocloroacetico, una sostanza con azione aggressiva sulla pelle. La verruca si disgregherà, uno strato dopo l'altro. L'acido monocloroacetico rimuoverà le cellule contenenti il virus che causa le verruche.

Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE da utilizzare esclusivamente su: Verruca comune

- Si manifesta prevalentemente su mani e piedi;
- Ha lo stesso colore della pelle;
- La sua circonferenza varia da meno di un millimetro a oltre un centimetro;
- In genere compaiono diverse verruche contemporaneamente;
- La contaminazione si verifica spesso con il contatto diretto, ma anche attraverso gli asciugamani o le maniglie delle porte;
- Grattarsi e mangiarsi le unghie aumenta il rischio di contaminazione.



Non usare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE su: Verruca senile

- Può avere varie dimensioni e colori;
- La circonferenza media è 0,5-1 cm;
- Inizialmente è spesso una chiazza del colore della pelle, gialla-bruna o bruno-grigiasta. In seguito diventa più grande e carnosa;
- Sembra che sia appoggiata sulla pelle ed è facile grattarla via, ma in realtà aderisce saldamente alla pelle;
- Può comparire in qualsiasi parte del corpo, eccetto il palmo delle mani, la pianta dei piedi e le labbra. Si sviluppa più spesso su torace, schiena, viso e collo.



Verruca plantare (verruca plantaris):

- si trova nella parte inferiore/pianta del piede
- solitamente piatta e circondata da pelle ruvida e ispessita
- Somiglia a dei calli/duroni
- può contenere punti neri o piccoli "semi"



I VANTAGGI

Uno dei vantaggi di Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE è che l'applicazione sulla verruca non è dolorosa, per cui può essere usato anche sui bambini (quando correttamente applicato da un adulto).

- Adatto ai bambini da 4 anni di età;
- Per il trattamento delle verruche comuni su mani e piedi;
- Solo 1 trattamento a settimana;
- Trattamento indolore*;
- Facile e semplice da usare.

*quando applicato correttamente da un adulto

/ SI

- Applicazione fatta da adulti
- Usare solo su mani e piedi! Non applicare su altre aree del corpo;
- Applicare vaselina o un unguento a base di zinco sulla pelle circostante per proteggerla;
- Posizionare il flacone su una superficie solida in grado di resistere al liquido caustico;
- Applicare il liquido sulla verruca solo una volta;
- Applicare sulla verruca solo una volta alla settimana;
- Consentire il liquido che entri in contatto esclusivamente con la verruca;
- Evitare il contatto con la pelle;
- Lasciare asciugare adeguatamente il liquido dopo l'applicazione;
- Lasciare la verruca scoperta;
- Il risultato è visibile dopo 1 settimana;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

/ NO

- Applicazione da persone al di sotto dei 18 anni
- Applicare su verruche in parti del corpo diverse da mani e piedi;
- Applicare su una verruca che si trova completamente o parzialmente sotto un'unghia;
- **Applicare sulle verruche che si trovano completamente o parzialmente sulla pianta dei piedi (verruche plantari).**
- Consentire che il liquido entri in contatto con la pelle sana;
- Applicare in caso di tremori alle mani o rigidità delle dita;
- Applicare più di una volta;
- Coprire la verruca dopo l'applicazione del liquido;
- Applicare su voglie congenite, papule da mollusco contagioso, ferite aperte, iperpigmentazione, verruche senili, verruche plantari, verruche dal colore scuro con peli o dall'aspetto strano;
- Utilizzare durante la gravidanza o l'allattamento.
- Ripetere il trattamento senza un intervallo di una settimana;

Modo d'uso (applicazione di un adulto): applicare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE con la massima attenzione. La soluzione è caustica. Prestare particolare attenzione nell'applicazione su parti del corpo di cili da raggiungere. Ciò vale soprattutto per persone con mobilità limitata o in caso di disturbi delle funzioni motorie fini (tremori alle mani, rigidità delle dita). Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

1. Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE ha un tappo a prova di bambino che può essere aperto come segue: Posizionare il flacone su una superficie solida in grado di resistere al liquido caustico. Evitare il contatto con indumenti, tessuti o tovaglie. Il flacone si apre premendo il tappo verso il basso e girandolo contemporaneamente in senso antiorario.
2. Prima di di togliere completamente il tappo dal flacone, applicare abbondante vaselina o un unguento a base di zinco sulla pelle sana intorno alla verruca.
3. Togliere il tappo dal flacone.
4. Quindi, applicare una piccola quantità di Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE sulla verruca con la spatola (non lasciare gocciolare il liquido). Assicurarsi di applicare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE esclusivamente sulla verruca e di non applicarlo più di una volta.
5. Attendere che si asciughi per qualche istante e non coprire la verruca. Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso. Non applicare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE più di una volta alla settimana.

Il fluido avrà bisogno di una settimana per dissolvere lo strato superiore della verruca, quindi non si vedrà un risultato immediato dopo l'applicazione. A seconda delle dimensioni e dello spessore della verruca, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento con MICOBLOCK VERRUCHE dopo una settimana. Non ripetere il trattamento a intervalli inferiori a una settimana.

NON USARE DERMIVITAMINA MICOBLOCK® VERRUCHE:



- Se si è ipersensibili a uno o più degli ingredienti;
- Sul viso (il liquido non deve mai entrare in contatto con gli occhi o con le mucose del naso o della bocca);

*quando applicato correttamente da un adulto



Dermovitamina

- Per le verruche genitali o nell'area genitale;
- Su voglie congenite, papule da mollusco contagioso, ferite aperte, nei, nevi, verruche senili (brune), **verruche plantari**, verruche dal colore scuro, con peli o dall'aspetto strano;
- Su verruche rosse, irritate o infette;
- Subito dopo la rimozione chirurgica di verruche, il congelamento di verruche (crioterapia) o un trattamento laser. Ciò vale soprattutto quando la pelle è rossa o dolente dopo il trattamento. In tal caso, attendere almeno 4 settimane, finché il rossore o l'infiammazione della pelle saranno scomparsi. Solo allora è possibile iniziare a usare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE;
- Durante la gravidanza o l'allattamento;
- Non usare su verruche che si trovano completamente o parzialmente sotto unghia.
- **Non applicare su verruche che compaiono parzialmente o totalmente sulla pianta del piede (verruche plantari).**



PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE QUANDO SI USA DERMOVITAMINA MICOBLOCK® VERRUCHE:

- In caso di dubbi sulla diagnosi (l'alterazione della pelle non può essere attribuita con certezza a una verruca);
- In caso di immunodeficienza (ad es. quando si usa un farmaco citostatico);
- In caso di diabete o altri problemi come le malattie vascolari, in conseguenza dei quali le ferite possono guarire con più di coltà. In questi casi, consultare un medico prima di usare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE.



Applicare solo su verruche comuni di mani e piedi



Tenere lontano dalla portata dei bambini



AVVERTENZE

- Solo per uso esterno;
- Utilizzare con la massima attenzione. Il liquido di Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE è corrosivo;
- In caso di contatto della pelle sana con Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE, sciacquare con acqua. Se la pelle si irrita no-

stante queste precauzioni, dovrà essere sottoposta allo stesso trattamento delle ustioni;

- Contattare il medico di base se il problema persiste;
- Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso e conservarlo in posizione verticale;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli;
- L'uso da parte di bambini, anziani e disabili deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Evitare il contatto con indumenti, tessuti o tovaglie o con la pelle.
- Interrompere l'uso se si sviluppano vesciche.
- Tamponare la verruca non più di una volta e ripetere solo se necessario dopo un intervallo di una settimana.

USO IN COMBINAZIONE CON FARMACI

In base alle informazioni disponibili, non vi sono interazioni con farmaci.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE può causare degli effetti indesiderati, sebbene non tutti i soggetti li sperimentano. Effetti indesiderati che possono verificarsi con l'uso di Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE: irritazione della pelle, sensazione di bruciore, rossore della pelle e reazioni di ipersensibilità. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al medico o al farmacista.

CONSERVAZIONE

Conservare a una temperatura di 15-25 °C in un luogo asciutto al riparo dalla luce, nel contenitore originale e lontano dalla portata dei bambini piccoli. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.



DATA FINALE DI UTILIZZO

Si sconsiglia di utilizzare Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo "data di scadenza". Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE può essere conservato per 1 mese dopo l'apertura.

COMPOSIZIONE

acido monocloroacetico (50%), acqua purificata (50%).

LEGENDA

	Non usare in gravidanza e allattamento		Tenere lontano dalla portata dei bambini
	Non usare in bambini sotto i 3 anni di età		Attenzione: sostanza corrosiva
	Attenzione		Leggere il foglietto illustrativo
	Numero notificato		Dispositivo medico
	Batch code		Produttore
	Scadenza		Temperatura di conservazione.



CONTENUTO

Flacone da 2 ml e

Foglietto: PAP 21 Carta - Raccolta carta

Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune

R06-042026

Data dell'ultima revisione di queste istruzioni per l'uso: **Aprile 2026 - 073170-V3.0**

DISPOSITIVO MEDICO

CE 0481

Dermovitamina MICOBLOCK® VERRUCHE è un dispositivo medico di classe IIa secondo la Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.



PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

DISTRIBUITO DA
Pasquali S.r.l.
Via Dante, 7 - 20123 Milano
Italy - dermovitamina.it